

DBM MATRIZ ÓSEA DESMINERALIZADA



**DBM Madrob gránulos.
Periodoncia e implantes**



DBM MADROB GRÁNULOS

Estructurado Acelular DBM Madrob

Composición: Matriz ósea desmineralizada MADROB y proteínas óseas de hueso (colágeno y pBMPs).

En relación DBM 70: 30 proteínas óseas (Colágeno Tipo I+pBMPs)

Porosidad: Tamaño de poro entre 90-250micras.

Calcio residual: 2,40%

- Xenoinjerto de origen porcino *
- Osteoinductivo
- Autointegrable
- Moldeable con sangre , solución salina estéril, o con DBM Gel Madrob.
- Estabilidad Dimensional.
- Reabsorbible en 6 meses

*Certificada muestra USP, ISO, ASTM.



Estructurado Acelular DBM Madrob

Indicaciones: Relleno de defectos óseos en cualquier sitio del sistema esquelético: Dental, Cráneomaxilofacial, ortopedia. destilada estéril y aplicar en el

Presentación: Frasco Gránulos porosos fibras cubos entre **300-600, 600-900, 900-1200, 1200-6000** micras.

Cod/Product **Contenido**

DBM 0.5	0.5 c.c
DBM 1.0	1.0 c.c
DBM 2.5	2.5 c.c

Cod/Product **Contenido**

DBM 5.0	5.0 c.c
DBM 10	10 c.c

tisular

**DBM
MADROB GRÁNULOS**





**DBM
MADROB GRÁNULOS**

Estructurado Acelular DBM Madrob

Uso: Mezclar con sangre, solución salina, o agua destilada estéril y aplicar en el defecto óseo.

- Como material de injerto, relleno en procedimientos de periodoncia en Implantes, regeneración ósea y cirugía dental, cráneomaxilofacial, ortopedia.
- Preservación alveolar y aumento de reborde pre-cirugía de implante. Junto con membranas de colágeno, PUTTY DBM Madrob, hidroxiapatita en procedimientos de regeneración ósea y cirugía reconstructiva. Como extensor de autoinjerto.
- Relleno de perforaciones óseas, no estructurales en cualquier parte del sistema esquelético.

Bibliografía:

1. Marshall Urist. Bone Formation by Autoinduction . Science., 1965; 150:893-899
2. Drosos,G.I. et al. Use of demineralized bone matrix in the extre- mities. World J.Orthop . 2015; 6,269-277.doi:10.5312/wjo.v6.i2.269



REGENERACIÓN ÓSEA, PERIODONCIA E IMPLANTÉS

MADROB DBM MATRIZ ÓSEA
DESMINERALIZADA



DBM MADROB GRÁNULOS

Contáctanos



**Martha Dorelly
Rodríguez Blanco**



**Angela Rocío
Rodríguez Blanco**



mercadeo@madrobpharmaceutical.com



+57 3105321349

